








*feel
the difference!*



DIATECH 
PREMIUM ROTARY INSTRUMENTS



MULTILAYER
GOLD DIAMONDS

	ROUND														INVERTED CONE				
STANDARD 105-125 µm																			
ML 524																			
Fig. No.	801	801	801	801	801	801	801	801	801	802	802	802	802		805	805	805	805	807
ISO Ø 1/10 mm	009	010	012	014	016	018	020	023	027	012	014	016	018		010	012	014	023	010
Head L mm	ML	ML*	ML	ML*	ML	ML*	ML	ML	ML	2.3ML	2.3ML	2.3ML	2.3ML		0.8ML	0.9ML*	1.4ML	2.1ML	3.5ML
Available grit sizes																			
Quantity																			

STANDARD 105-125 µm																			
ML 524																			
Fig. No.	850	850	850	850	850L	850L	851	851	898	884	885	885	886	886	886	886	877	877	878
ISO Ø 1/10 mm	014	016	018	023	016	018	012	016	016	012	012	014	012	014	016	010	012	010	010
Head L mm	10ML	10ML	10ML	10ML	12ML	12ML	8ML	8ML	11ML	6ML	8ML*	8ML*	10ML	10ML	10ML	6ML	6ML*	8ML	8ML
Available grit sizes																			
Quantity																			

STANDARD 105-125 µm																			
ML 524																			
Fig. No.	835R	835R	835R	836R	836R	836R	836R	837R	837R	838	838	838	880	880	881	881	881	881	881
ISO Ø 1/10 mm	010	012	014	008	010	012	014	012	014	009	010	012	012	014	010	012	014	014	016
Head L mm	4ML*	4ML*	4ML*	6ML*	6ML*	6ML*	6ML*	8ML*	8ML*	3ML*	4ML*	4ML*	6ML*	6ML*	8ML*	8ML*	8ML*	8ML*	8ML*
Available grit sizes																			
Quantity																			

COARSE 150 µm																			
MLX 534																			
Fig. No.	848	848	848	848	6051	6052	6053	6054	6055	6056	877K	877K	877K	878K	878K	878K	878K	879K	879K
ISO Ø 1/10 mm	016	018	023	031	018	018	018	018	018	018	016	018	021	014	016	018	021	016	016
Head L mm	10MLX	10MLX	10MLX	10MLX	6MLX	8MLX	10MLX	6MLX	8MLX	10MLX	6MLX	6MLX	6MLX	8MLX*	8MLX*	8MLX*	8MLX	10MLX	10MLX
Available grit sizes																			
Quantity																			

FINE 45 µm																			
F 514																			
Fig. No.	836R	836R	837R	837R	880	881	881	852	852	858	858	858	859	859	859	859	859	860	860
ISO Ø 1/10 mm	012	014	012	014	012	012	016	012	016	012	014	016	010	012	014	018	024	012	012
Head L mm	6F	6F	8F	8F	6F	8F	8F	6F	6F	8F	8F	8F	10F	10F	10F	10F	10F	5F	5F
Available grit sizes																			
Quantity																			

feel the difference!

DOUBLE CONE										OCCLUSAL				FOOTBALL				INTERPROXIMAL					
																							
807 012 3.5ML	807 018 5ML	806 010 2.2ML	806 012 2.2ML*	806 014 2.2ML	806 016 2.5ML	813 010 1.5ML	813 014 1.5ML	813 018 2ML	811 031 4.2ML	811 033 5ML	811 037 7ML	899 027 7ML	368 016 3.5ML	368 020 5ML	368 023 5ML*	379 014 3ML	379 016 3.5ML	379 018 3.5ML	379 023 5ML*	390 014 3ML*	392 016 6ML	392 016 8ML	392 018 8ML
																							
END CUTTING						FLAT END TAPER																	
																							
878 012 8ML*	878 014 8ML	878 016 8ML	879 012 10ML*	879 014 10ML*	879 016 10ML	839 010 ML	839 012 ML	839 014 ML	845 010 4ML*	845 012 4ML*	845 014 4ML	845 016 4ML	846 012 6ML*	846 014 6ML	846 016 6ML	846 016 7ML*	846 018 7ML	846 023 7ML	846 012 8ML	847 014 8ML*	847 016 8ML*	847 018 8ML*	847 025 8ML
																							
FLAME																							
																							
882 012 10ML	882 014 10ML	853 008 3.5ML	852 012 6ML	852 014 6ML	852 016 6ML	858 012 8ML*	858 014 8ML*	858 016 8ML*	859 010 10ML	859 012 10ML	859 014 10ML	859 016 10ML	859 018 10ML	859 021 10ML	859 024 10ML	860 012 5ML*	860 012 6.5ML	860 014 5ML	862 010 8ML*	862 012 8ML*	862 014 8ML*	862 016 8ML*	863 012 10ML*
																							
																							
879K 018 10MLX	879K 021 10MLX	835 014 4MLX	836 014 6MLX	836 016 6MLX	836 018 6MLX	837 014 8MLX	837 016 8MLX	837 018 8MLX	880 014 6MLX*	881 014 8MLX*	881 016 8MLX*	862 016 8MLX*	863 016 10MLX*	Fig. No. ISO Ø 1/10 mm Head L mm	801 018 F	801 023 F	368 016 3.5F	368 020 5F	368 023 5F	379 014 3F	379 016 3.5F		
																							

MULTILAYER DIAMONDS


WHEEL				DEPTH MARKER				PEAR				ROUND END TAPER											
ISO 465 524 021 / 200056AA				ISO 054 524 022 / 200798AA				ISO 233 524 010 / 200160AA				ISO 194 524 003 / 200362AA											
392 021 10ML				828 022 1ML				830 010 2.7ML*				849 009 4ML											
ISO 068 524 040 / 200751AA				ISO 054 524 026 / 200799AA				ISO 233 524 012 / 200162AA				ISO 194 524 012 / 200363AA											
909 040 1.5ML				828 026 1ML				830 012 2.7ML*				849 012 4ML											
ISO 068 524 045 / 200753AA				ISO 054 524 030 / 200797AA				ISO 233 524 014 / 200165AA				ISO 194 524 016 / 200364AA											
909 045 1.5ML				828 030 1ML				830 014 2.7ML				849 016 4ML											
ISO 068 524 055 / 200756AA				ISO 552 524 016 / 200190AA				ISO 233 524 016 / 200166AA				ISO 194 524 025 / 200365AA											
909 055 2ML				834 016 6.8ML				830 016 2.7ML*															

ROUNDED END TAPER				CYLINDER				POINTED TAPER													
ISO 173 524 012 / 200342AA				ISO 6051 524 018 / 200058AA				ISO 297 524 012 / 200602AA													
848 012 10ML				6051 018 6ML				877K 012 6ML													
ISO 173 524 014 / 200344AA				ISO 6052 524 018 / 200060AA				ISO 297 524 014 / 200604AA													
848 014 10ML				6052 018 8ML				877K 014 6ML													
ISO 173 524 016 / 200347AA				ISO 6053 524 018 / 200062AA				ISO 297 524 016 / 200605AA													
848 016 10ML				6053 018 10ML				877K 016 6ML													
ISO 173 524 018 / 200350AA				ISO 6054 524 018 / 200064AA				ISO 297 524 018 / 200608AA													
848 018 10ML				6054 018 6ML				877K 018 6ML													
ISO 173 524 023 / 200354AA				ISO 6055 524 018 / 200068AA				ISO 297 524 021 / 200610AA													
848 023 10ML				6055 018 8ML				877K 021 6ML													
ISO 173 524 031 / 200357AA				ISO 6056 524 018 / 200070AA				ISO 298 524 010 / 200631AA													
848 031 10ML				6056 018 10ML				878K 010 8ML*													
ISO 174 524 018 / 200360AA								ISO 298 524 012 / 200633AA													
848L 018 12ML								878K 012 8ML*													

COARSE 150 µm				MLX 534																	
ISO 250 524 014 / 200564AA				ISO 001 534 018 / 200090AA				ISO 257 534 023 / 200016AA													
863 014 10ML				801 018 MLX				ISO 277 534 023 / 200039AA													
ISO 250 524 016 / 200568AA				ISO 001 534 023 / 200097AA				ISO 277 534 023 / 200039AA													
863 016 10ML*				801 023 MLX				ISO 277 534 023 / 200039AA													
ISO 251 524 014 / 200573AA				ISO 038 534 033 / 200136AA				ISO 277 534 023 / 200039AA													
864 014 12ML				811 033 5MLX				ISO 277 534 023 / 200039AA													
ISO 251 524 016 / 200573AA				ISO 038 534 033 / 200136AA				ISO 277 534 023 / 200039AA													
889 009 3.5ML*				ISO 257 534 023 / 200016AA				ISO 277 534 023 / 200039AA													
ISO 250 524 009 / 200733AA				ISO 001 534 018 / 200090AA				ISO 277 534 023 / 200039AA													
873 014 2ML				801 018 MLX				ISO 277 534 023 / 200039AA													
ISO 250 524 010 / 200580AA				ISO 001 534 023 / 200097AA				ISO 277 534 023 / 200039AA													
874 010 2ML				ISO 038 534 033 / 200136AA				ISO 277 534 023 / 200039AA													
ISO 250 524 012 / 200583AA				ISO 257 534 023 / 200016AA				ISO 277 534 023 / 200039AA													
874 012 2ML*				ISO 001 534 018 / 200090AA				ISO 277 534 023 / 200039AA													

																																																																							
379	023	5F	390	014	3F	392	016	8F	830	012	2.7F	830	014	2.7F	830	016	2.7F	830L	012	4F	856	014	8F	856	016	8F	856	018	8F	856	021	9F	856	025	7F	856L	018	11F	850	012	10F	850	014	10F	850	018	10F	884	012	6F	885	012	8F	885	014	8F	886	012	10F	886	014	10F	886	016	10F	877	010	6F	878	010	8F
																																																																							

																								
855 010 6ML	855 012 6ML	855 014 6ML	856 016 7ML	856 025 7ML	856 012 8ML	856N 014 8ML*	856 014 8ML*	856N 016 8ML*	856 016 8ML*	856 018 8ML*	856 014 9ML*	856 016 9ML*	856 018 9ML*	856 021 9ML	856L 012 10ML	856L 014 10ML	856L 016 10ML	856L 018 11ML	856L 016 12ML	856XL 018 12ML	856XL 018 12ML	850 018 8ML	850 012 10ML	850N 014 10ML
																								

																							
878K 016 8ML*	878K 018 8ML*	878K 021 8ML	879K 012 10ML	879K 014 10ML	879K 016 10ML	879K 018 10ML	879K 021 10ML	886K 018 9.5ML	835 008 3ML*	835 010 4ML*	835 012 4ML*	835 014 4ML*	835 016 4ML	836 012 6ML	836 014 6ML*	836 016 6ML	836 018 6ML	837 012 8ML*	837 014 8ML	837 016 8ML	837 018 8ML	842 014 12ML	835R 008 3ML
																							

																							
856 025 7MLX	856N 014 8MLX*	856 016 8MLX*	856 018 8MLX*	856 014 9MLX*	856 016 9MLX*	856 018 9MLX*	856 021 9MLX	856L 016 10MLX	856L 018 11MLX	850 018 8MLX	850 016 10MLX	850 018 10MLX	885 014 8MLX*	886 014 10MLX	886 016 10MLX	879 014 10MLX*	845 016 4MLX	846 016 7MLX*	847 014 8MLX*	847 016 8MLX*	847 018 8MLX*	847 025 8MLX	848 014 10MLX
																							

																							
878 012 8F*	879 012 10F	879 014 10F*	845 012 4F	845 016 4F	847 016 8F	848 014 10F	848 016 10F	845R 016 4F	846R 016 6F	847R 016 8F	878K 012 8F	878K 014 8F	878K 016 8F	878K 018 8F	879K 018 10F	837 012 8F	842 014 12F	835R 008 3F	835R 010 4F	835R 012 4F	835R 014 4F	836R 008 6F	836R 010 6F
																							

ISO 534 504 012 / 200584AA			ULTRA FINE 15 µm	ISO 001 494 018 / 200091AA			ISO 001 494 023 / 200098AA			ISO 257 494 016 / 200066AA			ISO 257 494 020 / 200012AA			ISO 257 494 023 / 200017AA			ISO 277 494 023 / 200040AA			ISO 274 494 014 / 200045AA			ISO 164 494 008 / 200407AA			ISO 164 494 012 / 200399AA			ISO 164 494 016 / 200404AA			ISO 165 494 012 / 200492AA			ISO 166 494 010 / 200504AA			ISO 166 494 014 / 200510AA			ISO 166 494 018 / 200516AA			ISO 166 494 024 / 200521AA			ISO 249 494 010 / 200541AA			ISO 249 494 012 / 200545AA			ISO 249 494 016 / 200552AA			ISO 250 494 012 / 200561AA																																																																																																																																																																																																																																																																																				
874	012	2XF	Fig. No. ISO Ø 1/10 mm Head L mm	801	018	UF	801	023	UF	368	016	3.5UF	368	020	5UF	368	023	5UF	379	023	5UF	390	014	3UF	853	008	3.5UF	852	012	6UF	852	016	6UF	858	012	8UF	859	010	10UF	859	014	10UF	859	018	10UF	859	024	10UF	862	010	8UF	862	012	8UF	862	016	8UF	863	012	10UF																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Available grit sizes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												


THE MOST IMPORTANT FACTS

DIATECH Multilayer Diamond Instruments for Dental Practice**Applications**

Cavities and crown preparations (tooth structure); Hard (not tough) filling materials; Finishing composites.

How to find the desired DIATECH Diamond Instruments

- 1 Full size illustration of a diamond instrument
- 2 Price groups I - III (also refer to separate price list)
- 3 REF. number
- 4 Head-Ø, in 1/10 mm
- 5 Head length, in mm; MLX = grit size code, colour codes indicating grit sizes (also refer to 6);
* = also available with short shank (SS), i. e. FG 313
- 6 Colour codes indicating the available grit sizes:
 - = 105-125µm (ML)
 - = 150 µm (MLX)
 - = 45 µm (F)
 - = 25 µm (XF)
 - = 15 µm (UF)
- 7 Box. Please enter the desired number of DIATECH diamond instruments required.
- 8 ISO number
- 9 Order number
- 10 Single pack (instead of packs of five)



DIATECH Multilayer diamonds are multiple layered in an exclusive manufacturing process using the most advanced technology, while the diamond instruments you used in the past probably had just one layer of diamond. Multiple layered diamonds are provided with more diamond on different levels and in various layers. New diamond grits with sharp edges will, therefore, take the place of broken off grains or grains separated from the plating during normal use.

DIATECH Multilayer diamonds have an extended life and cut faster.

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

DIATECH Multilayer Diamant-Schleifinstrumente für die zahnärztliche Praxis**So finden Sie die gewünschten****DIATECH Diamant-Schleifinstrumente**

- 1 Abbildung des Diamant-Schleifinstrumentes im Massstab 1:1
- 2 Preisgruppe I bis III (siehe auch separate Preisliste)
- 3 Referenznummer
- 4 Kopf-Ø in 1/10mm
- 5 Kopflänge in mm; MLX = Code für Korngrösse; Farbcode für die Korngrösse (siehe auch 6);
* = auch mit Kurzschaft (SS), also FG 313 lieferbar
- 6 Farbcode für die lieferbaren Korngrößen:
 - = 105-125 µm (ML)
 - = 150 µm (MLX)
 - = 45 µm (F)
 - = 25 µm (XF)
 - = 15 µm (UF)
- 7 Bestellfeld: Tragen Sie hier bitte die gewünschte Anzahl der entsprechenden DIATECH Diamant-Instrumente ein
- 8 ISO-Nummer
- 9 Bestellnummer
- 10 Einzelverpackung (anstatt 5er Packung)

DIATECH Multilayer Diamantinstrumente sind nach neuesten Erkenntnissen gefertigte Mehrschicht-Diamanten, während es sich bei anderen Produkten meistens um konventionell hergestellte Einsicht-Diamanten handelt. Multilayer Diamantinstrumente verfügen über mehr Diamantkorn auf verschiedenen Ebenen und in mehreren Lagen. Beim Schleifen übernehmen fortwährend neue Diamantkörner mit scharfen Kanten die Funktion abgenutzter Diamantkörner.

DIATECH Multilayer Diamantinstrumente schleifen deshalb schneller und halten wesentlich länger.

feel the difference!


L'ESSENTIEL EN BREF

Instruments diamantés DIATECH pour le cabinet dentaire**Comment trouver les instruments diamantés DIATECH désirés?**

- 1 Représentation des instruments diamantés à l'échelle 1:1
- 2 Groupes de prix I à III (voir également la liste de prix séparée)
- 3 Numéro de référence
- 4 Diamètre de la tête en 1/10 mm
- 5 Longueur de la tête en mm; MLX = Code pour la granulométrie; code de couleur pour la granulométrie (voir également 6).
* = disponibles aussi avec tige courte (SS), soit FG 313
- 6 Code de couleur pour les différentes granulométries disponibles:
 - = 105-125 µm (ML)
 - = 150 µm (MLX)
 - = 45 µm (F)
 - = 25 µm (XF)
 - = 15 µm (UF)
- 7 Bon de commande. Inscire ici le nombre désiré d'instruments diamantés DIATECH.
- 8 Numéro ISO
- 9 Numéro de commande
- 10 Emballage unitaire (au lieu de conditionnement par 5)

Les instruments diamantés multicouches DIATECH sont basés sur des diamants confectionnés selon les technologies les plus récentes alors que les autres produits sont le plus souvent des diamants monocouches usinés de façon traditionnelle. Les instruments diamantés multicouches possèdent une épaisseur de diamant plus importante répartie sur plusieurs niveaux. Lors de l'usage, de nouvelles granulations de diamant aux arêtes tranchantes maintiennent constamment une excellente qualité de coupe.

C'est ainsi que les instruments diamantés multicouches DIATECH travaillent plus rapidement et durent beaucoup plus longtemps.



RECOMMENDED SPEEDS – EMPFOHLENE DREHZAHLEN – VITESSES DE ROTATION RECOMMANDÉES NUMERI DI GIRI RACCOMANDATI – REVOLUCIONES RECOMENDADAS

Head diameter in 1/10 mm
Kopfdurchmesser in 1/10 mm
Diamètre de tête en 1/10 mm
Diametro della testa in 1/10 mm
Diámetro de la cabeza en 1/10 mm

Speed range (min-1)
Drehzahlbereich (min-1)
Plage des vitesses de rotation (min-1)
Campo dei numeri di giri (min-1)
Velocidades (min-1)

Maximum speed (min-1)
Maximale Drehzahl (min-1)
Vitesse de rotation maximale (min-1)
Numero di giri massimo (min-1)
Velocidades máximas (min-1)

008 – 010	75.000 – 150.000	450.000
012 – 014	60.000 – 110.000	450.000
016 – 018	45.000 – 88.000	450.000
021 – 023	40.000 – 75.000	300.000
025 – 027	30.000 – 65.000	160.000
029 – 031	25.000 – 56.000	140.000
033 – 040	22.000 – 45.000	120.000
042 – 050	20.000 – 37.000	95.000
055 – 060	17.000 – 32.000	80.000
065 – 080	13.000 – 26.000	60.000
085 – 100	12.000 – 24.000	58.000
120 – 140	8.000 – 15.000	35.000
160 – 180	6.000 – 12.000	27.000
200 – 220	5.000 – 11.000	27.000

L'ESSENZIALE IN BREVE

EN BREVE LO MAS IMPORTANTE

Strumenti diamantati DIATECH Multilayer per odontoiatria

Così troverete la fresa diamantata DIATECH desiderata

- 1 Illustrazione della fresa diamantata in scala 1:1
- 2 Gruppo prezzi da I a III (vedi anche elenco prezzi separato)
- 3 Numero della referenza
- 4 Diametro della testa in 1/10 di mm
- 5 Lunghezza testa in mm;
MLX = codice granulometrico, codice colore per la granulometria (vedi punto 6);
* = disponibile anche con gambo corto (SS), ossia FG 313
- 6 Codice colore per le granulometrie disponibili:

■	= 105-125 µm (ML)
■	= 150 µm (MLX)
■	= 45 µm (F)
■	= 25 µm (XF)
□	= 15 µm (UF)
- 7 Casella per l'ordinazione. Segnare qui la quantità di frese DIATECH richieste.
- 8 Numero ISO
- 9 Numero d'ordine
- 10 Confezione singola (invece di cinque in un)

Gli strumenti in diamante DIATECH Multilayer sono diamanti stratificati fabbricati secondo le più recenti conoscenze, mentre per altri prodotti si tratta per lo più di diamanti ad uno strato, fabbricati in modo convenzionale. Gli strumenti in diamante Multilayer dispongono di più grani di diamante a livelli diversi ed in numerose lunghezze. Nell'affilatura, nuovi grani di diamante con spigoli taglienti assumono senza interruzione la funzione dei grani di diamante consumati.

Gli strumenti in diamante DIATECH Multilayer, affilano di conseguenza più rapidamente e durano notevolmente più a lungo.

Instrumentos diamantados DIATECH para la clínica odontológica

Cómo encontrar los instrumentos abrasivos diamantados DIATECH



- 1 Representación del instrumento diamantado a escala 1:1
- 2 Grupo de precios I a III (consultar también lista de precios separada)
- 3 Número de referencia
- 4 Diámetro de cabeza en 1/10 mm
- 5 Longitud de cabeza en mm; MLX = código para el tamaño de grano; código de color para el tamaño de grano (ver también punto 6);
* = también disponible con mango corto (SS), es decir FG 313
- 6 Código de colores para los tamaños de grano disponibles:

■	= 105-125 µm (ML)
■	= 150 µm (MLX)
■	= 45 µm (F)
■	= 25 µm (XF)
□	= 15 µm (UF)
- 7 Recuadro de pedido. Rogamos notifique aquí la cantidad deseada de los correspondientes instrumentos diamantados DIATECH.
- 8 Número ISO
- 9 Número de pedido
- 10 Confección singular (en vez de paquetes de cinco)

Los instrumentos de diamante Multilayer DIATECH corresponden a diamantes de varias capas elaborados según las más modernas técnicas, mientras que en el caso de los otros productos, se trata por lo común de diamantes de una capa fabricados en forma convencional. Los instrumentos de diamante Multilayer poseen una mayor cantidad de partículas de diamante repartidas en diversas superficies y en varias capas. Permanentemente durante el pulido nuevas partículas de diamante, con sus cantos agudos, sustituyen en su función a los granos desgastados.

Es por esta razón que los instrumentos de diamante Multilayer DIATECH trabajan con mayor velocidad y poseen una duración considerablemente más prolongada.

DIATECH's Exclusive Multilayer Diamond Coating



ORDER • BESTELLUNG • COMMANDE • ORDINE • PEDIDO • ORDER • BESTELLUNG

Date: _____

Signature: _____

Stamp • Stempel • Cachet • Timbro • Sello

Distributed by:



MULTILAYER GOLD DIAMONDS

**DIATECH DIAMOND INSTRUMENTS
FOR DENTAL PRACTICE**

**DIATECH DIAMANT-SCHLEIFINSTRUMENTE
FÜR DIE ZAHNÄRZTLICHE PRAXIS**

**INSTRUMENTS DIAMANTÉS DIATECH
POUR LE CABINET DENTAIRE**

**FRESE DIAMANTATE DIATECH
PER ODONTOIATRIA**

**INSTRUMENTOS DIAMANTADOS DIATECH
PARA LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA**

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Raiffeisenstrasse 30
89129 Langenau/Germany
Tel. +49 (0)7345 805 0
Fax +49 (0)7345 805 201
productinfo@coltenewhaledent.de

Coltène/Whaledent Ltd.

The President Suite-A
Kendal House, Burgess Hill
Victoria Way
West Sussex, RH15 9NF/U.K.
Tel. +44 (0)1444 235486
Fax +44 (0)1444 870640
hq@coltenewhaledent.co.uk

Coltène/Whaledent

C/Buenavista, 3 - 1ºB
28220 Majadahonda
Madrid/Spain
Tel. +34 91 638 64 92
Fax +34 91 638 62 79
coltenewhaledent@teleline.es

Coltène/Whaledent S.à.r.l.

19 Boulevard Alexandre Oyon
72058 Le Mans Cedex 2/France
Tél. +33 (0)2 43 39 30 30
Fax +33 (0)2 43 39 30 40
cvw@coltenewhaledent.fr